

4 新型药物残留检测仪 YS-YC200

仪器采用基于 CMOS 成像分析技术的胶体金免疫层析法、酶联免疫法两种分析方法，既可实现基于胶体金检测卡的快速定性半定量分析，又可实现基于 ELSA 检测试剂盒的酶联免疫法定量检测。适用于畜禽类、肉制品、水产类、水产品、奶制品等样品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、孔雀石绿、氯霉素、青霉素等药物残留的快速检测。

技术参数

胶体金免疫检测模块：

●采用先进的 CMOS 图像处理技术，可同时检测 4 个样品。可自动采集、处理分析，将检测数据以数字化形式显示，并可根胶体金免疫检测模块据参考限值自动判断检测结果

微孔板检测模块：

●滤光片：出厂标配 405、450、492、630nm 四片滤光片，最多可装载八片滤光片，适应多种项目检测需求

●测试范围:0~4.000A

●分辨率:0.001A(显示), 0.0001A(内部计算)

仪器特点

●智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障；检测结果自动分析、计算、保存

●大尺寸彩色液晶屏，全触摸操作，无线感应控制人性化操作界面，读数准确、直观

●嵌入式微机操作系统，支持 TCP/P 协议，W 无线通信协议，无需连接电脑即可无线发送检测数据

●超大硬盘存储，可存储上亿组检测数据，内置 USB 接口可无限拓展存储空间

●内置微型热敏打印机，可单机打印检测结果

●提供 USB 接口、以太网口，方便数据的存贮和移动，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息；可以外接 U 盘、鼠标键盘等 USB 设备